

Maxi Pro 個人輔聽器

BE2021



特點

談話功能

只要把機器放在桌面上，就可以輕鬆與他人進行溝通談話

接聽手機功能

與你的朋友溝通，不需要讓他們重複自己說的話

收“聽”電視

收看喜歡的電視節目，與你的親人共享電視樂趣

方便易用

獨特的柔軟易握的材質，符合人體工程學設計

樂享 · 改善聽力

Maxi Pro 是一款可以幫助您與旁人或親人享受無障礙交流樂趣的個人輔聽產品。即使環境聲音繁雜，它也可以給您傳遞響亮而清晰的聲音。這就意味著你無需用盡各種辦法去聽清別人說話。

Maxi Pro 功能非常出色。將它與電視連接，可將音量調節到適合自己的範圍，或者與手機使用，將來電者的音量放大，使用 Maxi Pro 你不會錯過身邊的樂趣。

Maxi Pro 設計穩健以及易用，配置大觸感按鈕，柔軟易握的橡膠材質以及高對比度顯示燈。非常適合行動能力不佳或因顫抖，低視力以及反映遲緩而不適合配套助聽器的人群。



Qualcomm® aptX™
low latency



技術參數

規格與重量

長: 140 毫米, 5.5"
寬: 45 毫米, 1.8"

高: 27 毫米, 1.1"
重量: 127 克



按鍵與控制



特點

- **數碼音頻**
沒有延遲和失真，清晰以及自然的聲音。
- **Qualcomm® aptX™ LL 連接**
利用藍牙技術可直接連接你的手機，通過電視伴侶可直接連接電視。
- **簡單易用**
Maxi Pro 配置大觸感按鈕，柔軟易握的橡膠材料以及高對比度顯示燈。適合行動遲緩或視力不好的人群使用。
- **搭配助听器使用 搭配助聽器使用**
可與其他遠程助聽器搭配使用（需要使用環頸圈）

電源及電池

- 電池規格: 2 x 3.7V 750mAh Li-on
- 待機時間: 高達 70 小時
- 耗電量: 18 毫安

頻率及覆蓋

- 藍牙頻率: 2402 – 2480 MHz
- 覆蓋: 可達 25 米，無阻擋區域
- 連接: Qualcomm® aptX™ 低延遲

連接

- 耳機輸入: 3.5 毫米迷你立體聲接口
- 輸入: 2.5 毫米連接口, DC 5V, 1.0 A 1.0 A

環境要求

- 操作溫度: 0° – 35 °C
- 濕度: 15% – 90% (無凝結)

輸出信號

- **使用 BE9124 耳機輸出等級**
135dB @ 1kHz (SPL90)
136dB (HF Ave. SPL90)
完全增益: 49dB @ 1kHz
參考測試增益: 49dB @ 1kHz (SPL70)
- **使用 BE9122 耳機輸出等級**
122dB @ 1kHz (SPL90)
127dB (HF Ave. SPL90)
完全增益: 36dB @ 1kHz
參考測試增益: 36dB @ 1kHz (SPL70)
- **麥克風 SNR**
53dB @ 1kHz 1% THD (電子)
- **失真**
0.2% THD @ 1kHz – 6dB @ 1% THD (電子麥克風)
- **藍牙 SNR**
85dB @ 1kHz 1%THD (BT with TV streamer)
- **頻率範圍**
20Hz – 8kHz (Mic), 20Hz – 20kHz (Bluetooth)
- **輸出電源**
最大 82mW @ 1kHz / 16 Ω (THD=1%)

維護及清潔

- 清洗產品，拔掉所有電源線及電線。使用柔軟的無絨布擦拭，避免沾濕插口。
- 避免使用窗戶或家用清潔劑，氣溶膠、噴霧劑、溶劑、酒精、氨或磨料。

套裝

- BE2021 Maxi Pro
- BE9233 頭戴式耳機*
- 充電線
- 電源適配器
- 主插頭
- 用戶手冊



配件

- BE9122 立體聲耳機，黑
- BE9124 入耳立體聲耳機，黑
- BE9233 頭戴式耳機，黑
- BE9229 耳麥，黑
- BE9159 90 釐米纖長環頸圈，黑
- BE9161 15 釐米纖長環頸圈，黑
- BE9228 光纖線，白
- BE9123 迷你立體聲與 RCA 轉換線套裝，白
- BE9254 單接口 DC 與 USB 充電線，白
- BE9148 雙接口 DC 與 USB 充電線，白
- BE9273 全球適用充電器，白
- BE9262 全球適用充電器，黑

© and TM 2020, Bellman & Symfon AB

Bellman and Bellman & Symfon are registered trademarks owned by Bellman & Symfon AB, all rights reserved. All product designs are patented. This leaflet is subject to change without prior notice.

BE2021_048DSH002_TRCN

bellman.com